

COMPONENTI DEL KIT	DESCRIZIONE
<p>Sacca assemblata sterile per kit ozonoterapia (Solutran hemo O₂O₃ Sterile Bag)</p> <p>REF: 6990000011</p> <p>Produttore: Meditalia Srl</p> <p>CE 0373</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sacca da 450ml con scala graduata • Tubo Ø 3.2x4.4 lunghezza 90 mm • Swabable Bag Access Port • Valvola di non ritorno (back check valve) • Filtro idrofobico Ø 0.2 micron • Tappino LLM labirintico • Busta confezionamento cm 38 x 25
<p>Trasfusore sangue sterile (Transfusion sets)</p> <p>REF: FT-NDOP0000004-BC</p> <p>Produttore: Ferrari L. S.r.l.</p> <p>CE 0373</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cappuccio per Luer Lock • Luer Lock maschio (fisso) • Y 3 vie per tubo • Tubo Ø 3x4,1mm., cm. 20+70+100+20 • Clamp • Stringitubo a roller Rotellina • Gocciolatoio, Volume gocce: 20 gocce = 1ml. • Filtro sangue a cilindro maglie 200 micron • Y-Clave[®] needle-free • Busta confezionamento cm.20x30
<p>Fiale di Sodio Citrato al 3.8% (Sodio citrato 380 mg/10 mL)</p> <p>REF: PCSA381.PSO</p> <p>Produttore: SALF SPA</p> <p>CE 0373</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sodio citrato biidrato 38 g • Acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1000 ml • Fiala di vetro da 10 ml